

Nouveau!

Allez-y, sortez!

GO-CHAIR

SORTEZ AVEC STYLE AVEC LE
TOUT NOUVEAU GO-CHAIR!



NOUVEAU, compartiment double sous le siège très pratique pour le rangement

Montré en :
Ruby Red



Le tout nouveau Go-Chair a été repensé de A à Z avec un style audacieux dans une palette de couleurs contemporaines. Profiter de votre indépendance lorsque vous êtes en déplacement grâce à la performance et au confort améliorés, la facilité de démontage ainsi que la légèreté du nouveau Go-Chair. Avec une capacité de charge accrue qui est maintenant de 136 kg, un look soigné et audacieux, le nouveau GoChair rend les voyages plus qu' agréables.



Démontage facile d'une seule main

Ruby
Red

Sapphire
Blue



Variété d'options de couleurs

Tel: 04 81 65 94 70 • Fax: 04 28 29 60 45

Pride[®]
Mobility Products France
— LIVE YOUR BEST —

CARACTÉRISTIQUES

GO CHAIR

Roues arrière	9" (solide)
Roues avant	6" (solide)
Anti-basculés (arrière)	3" (solide)
Vitesse maximale ¹	jusqu'à 5,95 km/h
Garde au sol ²	4,2 cm aux anti-basculés 4,8 cm au châssis
Rayon de giration ²	64,5 cm avec la palette centrale
Longueur	83,82 cm avec la palette centrale
Largeur ⁶	57,4 cm
Type de siège	Pliable, compact, léger
Hauteur Siège/Sol	55,9 cm - 58,4 cm
Batteries ^{3,5}	12 V, à décharge profonde (2) 18 Ah (standard) ou (2) 22 Ah (en option)
Autonomie ^{1,4}	18 Ah: jusqu'à 14,06 km 22 Ah: jusqu'à 17,2 km
Chargeur	Externe, 2A
Électroniques	40 amp, PG GC3 (non-programmable)
Capacité de poids	136 kg
Poids de la base	30 kg (avant et arrière)
Poids du siège standard	13,6 kg
Poids des batteries ⁵	14,06 kg
Suspension	limitée
Pièce la plus lourde	16,3 kg (arrière)

CARACTÉRISTIQUES

- **Siège plus large : 46 cm x 43 cm; pivotant à 5 niveaux avec levier**
- **Augmentation de la capacité pondérale à 136 kg**
- **Plus rapide, jusqu'à 5,95 km/h**
- **Batteries de plus grande capacité (2) 18 Ah (standard) ou (2) 22 Ah (en option)**
- **Base plus large, plus longue mais avec un rayon de giration très compact de 64,5 cm**
- **Boîtier double de rangement**
- **Accoudoirs plus larges, ajustables en hauteur et largeur**
- **Palette centrale plus large**
- **Désassemblage facile**

¹ L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Ces informations peuvent varier de (+10%, -5%).

² Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%.

³ Batteries AGM ou type gel sont recommandées. Voir le manuel de l'utilisateur à la section: Batteries et Recharge

⁴ Testé en accord avec les standards ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 et ISO 7176-4. Les résultats sont basés sur des calculs théoriques selon les spécifications des batteries ainsi que la performance de la motorisation de l'appareil.

⁵ Le poids des batteries peuvent varier selon le fabricant de celles-ci.

⁶ Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and accessory selections.

NOTE: Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis.

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.



Pride Mobility Products France

26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest

Tel: 04 81 65 94 70 • Fax: 04 28 29 60 45
www.pridemobility.fr • www.quantumrehab.fr

